

Hemmstoffe in der Milch?

Wir haben den richtigen Test!

BRT Hi-Sense (Tankmilchbeprobung)

Langzeithemmstofftest, der die EU festgelegten Rückstandshöchstmengen (MRL) für β -Lactam-Antibiotika und Tetracycline sicher erfasst. Andere Antibiotika und Sulfonamide werden ebenfalls sicher erfasst. Zur Prüfung der Anlieferungsmilch vor der Annahme durch den Milchsammelwagen.

Wichtig:

Test muss im Kühlschrank bei 6 - 10°C gelagert werden

Testergebnis nach ca. 3,5 Stunden Inkubation (65°C)

Kunststoffröhrchen 48 Stck.

Mindesthaltbarkeit 12 Monate nach Produktion

Vor der Anwendung unbedingt Gebrauchsanweisung beachten

Unser Angebot:

BRT Hi-Sense Hof Einsteiger Set 48
(inkl. Inkubator)

BRT Hi-Sense Milcherzeuger Test-Set

Hemmstoffe in der Milch?

Wir haben den richtigen Test!

BRT (Einzeltierbeprobung)

Langzeithemmstofftest, der die EU festgelegten Rückstandshöchstmengen (MRL) für β -Lactam-Antibiotika und Tetracycline sicher erfasst. Andere Antibiotika und Sulfonamide werden ebenfalls sicher erfasst. Zur Prüfung der Milch behandelter Tiere nach Ablauf der Wartezeit (Einzeltierbeprobung).

Wichtig:

Test muss im Kühlschrank bei 6 - 10°C gelagert werden

Testergebnis nach ca. 2,5 Stunden Inkubation (65°C)

Glasröhrchen mit Schraubverschluss 25 oder 100 Stck.

Kunststoffröhrchen 48 Stck.

Mindesthaltbarkeit 12 Monate nach Produktion

Vor der Anwendung unbedingt Gebrauchsanweisung beachten

Unser Angebot:

BRT Hof Einsteiger Set 48 (inkl. Inkubator)

BRT Milcherzeuger Test-Set 48

Hemmstoffe in der Milch?

Nutzen Sie unseren Schnelltest!

CHARM ROSA® (LF-MRLBLTET2A Kombitest)

Schnelltest zum Nachweis der Antibiotika-Gruppen Betalaktam und Tetracyclin nach den Europäischen MRL-Grenzwerten in Rohmilch

Wichtig:

Test muss im Kühlschrank bei 6-10°C gelagert werden

Testergebnis nach 3 Minuten Inkubation (56°C)

Kunststoffröhrchen 20 + 100

Inkubator erforderlich (muss separat bestellt werden)

Vor der Anwendung unbedingt Gebrauchsanweisung beachten

Unser Angebot:

LF-MRLBLTET2A-PP (100 Tests)

LF-MRLBLTET2A-20SUPK (20 Tests)

Inkubator CT"-230 D