

Hemmstoffe in der Milch?

Wir haben den richtigen Test!

BRT Hi-Sense (Tankmilchbeprobung)

Langzeithemmstofftest, der die EU festgelegten Rückstandshöchstmengen (MRL) für β -Lactam-Antibiotika und Tetracycline sicher erfasst. Andere Antibiotika und Sulfonamide werden ebenfalls sicher erfasst. Zur Prüfung der Anlieferungsmilch vor der Annahme durch den Milchsammelwagen.

Wichtig:

Test muss im Kühlschrank bei 6 - 10°C gelagert werden

Testergebnis nach ca. 3,5 Stunden Inkubation (65°C)

Kunststoffröhrchen 48 Stck.

Mindesthaltbarkeit 12 Monate nach Produktion

Vor der Anwendung unbedingt Gebrauchsanweisung beachten

Preise (Netto)

BRT Hi-Sense Hof Einsteiger Set 48 (inkl. Inkubator)	236,00 €
---	-----------------

BRT Hi-Sense Milcherzeuger Test-Set	66,00 €
--	----------------

Hemmstoffe in der Milch?

Wir haben den richtigen Test!

BRT (Einzeltierbeprobung)

Langzeithemmstofftest, der die EU festgelegten Rückstandshöchstmengen (MRL) für β -Lactam-Antibiotika und Tetracycline sicher erfasst. Andere Antibiotika und Sulfonamide werden ebenfalls sicher erfasst. Zur Prüfung der Milch behandelter Tiere nach Ablauf der Wartezeit (Einzeltierbeprobung).

Wichtig:

Test muss im Kühlschrank bei 6 - 10°C gelagert werden

Testergebnis nach ca. 2,5 Stunden Inkubation (65°C)

Glasröhrchen mit Schraubverschluss 25 oder 100 Stck.

Kunststoffröhrchen 48 Stck.

Mindesthaltbarkeit 12 Monate nach Produktion

Vor der Anwendung unbedingt Gebrauchsanweisung beachten

Preise (Netto)

BRT Hof Einsteiger Set 25 (inkl. Inkubator) 210,00 €

BRT Hof Einsteiger Set 48 (inkl. Inkubator) 225,80 €

BRT Milcherzeuger Test-Set 25 40,50 €

BRT Milcherzeuger Test-Set 48 55,80 €

BRT Milcherzeuger Test-Set 100 146,00 €

LKV AGRO-TIER-SERVICE GMBH

Am Osterburger Wege 1, 39629 Bismark / Tel.: 039089 985-60 / Fax 039089 985-62/
dana.genz@lkvmail.de / www.lkv-ats.de

Hemmstoffe in der Milch?

Nutzen Sie unseren Schnelltest!

CHARM ROSA® (LF-MRLBLTET2A Kombitest)

Schnelltest zum Nachweis der Antibiotika-Gruppen Betalaktam und Tetracyclin nach den Europäischen MRL-Grenzwerten in Rohmilch

Wichtig:

Test muss im Kühlschrank bei 6-10°C gelagert werden

Testergebnis nach 3 Minuten Inkubation (56°C)

Kunststoffröhrchen 20 + 100

Inkubator erforderlich (muss separat bestellt werden)

Vor der Anwendung unbedingt Gebrauchsanweisung beachten

Preise (Netto)

LF-MRLBLTET2A-PP (100 Tests) 335,00 €

LF-MRLBLTET2A-20SUPK (20 Tests) 77,00 €

Inkubator CT"-230 D 405,00 €