

## Befüllung der Probekästen

- Jeder Probekasten ist durch eine 5-stellige Nummer gekennzeichnet. Diese ist sowohl manuell beschriftet als auch als Klebeetikett mit dem QR-Code auf den Seitenrändern ersichtlich.
- Der Probekasten enthält 10 Stative (Racks) mit je 10 Flaschen (insgesamt 100). Der Beginn jedes 10-er Statives (Racks) ist mit einer blauen Markierung versehen.
- Jede Flasche enthält das Konservierungsmittel.
- Zur besseren Orientierung sind die Zahlen 1-10 am vorderen Kistenrand eingebrannt.
- Zusätzlich ist der Rand des Kastens, an dem die erste Flasche steht, rot gekennzeichnet. Die rote Markierung kann sich jedoch mit der Zeit abnutzen.
- Die Befüllung des Kastens erfolgt von links nach rechts und dann von unten nach oben.
- Die Stative (Racks) sowie die Flaschen sind möglichst nicht zu beschriften. Wenn doch, ist diese Beschriftung vor der Abholung bitte wieder zu entfernen.
- Pro Kasten ist ein Probenbegleitschein auszufüllen.

